

Assay Performance Data

Naam assay:	P1NP
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Referentie standaard, vastgesteld door afwegen van natuurlijk P1NP in P1NP vrij plasma.
Referentie-interval of afkapgrenzen (ng/ml)	
Herkomst referentiewaarden	Z-score tussen -2 SD en 2 SD Bron: Serum levels of bone turnover markers including calculation of Z-scores: Data from a Dutch healthy reference cohort (Elsevier: Bone Reports 19 (2023) 101724)
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee *, termijn serum 1 dag Ja/ Nee *, termijn serum 5 dagen Ja/ Nee *, termijn serum 6 maand Bron: meest recente bijsluiters Roche
Detectielimieten (ng/ml)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	5 10
Imprecisie (ng/ml)	
Concentratie (29.9) Concentratie (185)	CV (%):2.3 CV (%):2.9
Meetbereik (ng/ml)	
Meetbereik	5 - 1200 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (OS)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-06-2026
-------------------	-------------------