

Assay Performance Data

Naam assay		Aldosteron en Tetrahydroaldosteron in urine m.b.v. 2D-LC-MS/MS	
Traceerbaarheid			
Gekalibreerd naar		Eigen standaard	
Referentie-interval of afkapgrenzen			
Herkomst referentiewaarden		Aldosteron-18-glucuronide5,4 – 76,7 nmol/24 uur Aldosteron-18-glucuronide (na 3-daagse orale zoutbelastingstest) Tetrahydroaldosteron-3-glucuronide Ratio Aldo / TH-aldo Bron: validatierapport/eigen onderzoek	