

Assay Performance Data

Naam assay:	Complement Screening	
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar	n.v.t.	
Referentie-interval of afkapgrenzen (%)		
Herkomst referentiewaarden	klassieke route: 73 - 125 alternatieve route 43 - 134 lectine route: 36 - 135 Bron: eigen onderzoek	
Stabiliteit monster		
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	n.v.t. n.v.t. Ja, termijn 1 jaar.	
Detectielimieten (%)		
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	n.v.t. n.v.t.	
Imprecisie (%)		
Concentratie klassiek (102.8) Concentratie alternatieve (62.3) Concentratie lectine (7.8)	CV (%): 8.0 CV (%): 15.1 CV (%): 10.8	
Meetbereik (%)		
Meetbereik	Ondergrens: 0.1	
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML Complement factoren.	
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	n.v.t.	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 1-11-2022
-------------------	------------------